

Tabulka ukazuje možnosti použití pulzní magnetoterapie.

Při neznámých bolestech navštivte svého lékaře, aby stanovil Vaši diagnózu.

Na nákrese lidského těla jsou čísla označené místa, na které je vhodné přikládat aplikátory magnetického pole při jednotlivých onemocněních.

Program	Bod 1:	Doporučený min.počet aplikací
3	• zánět středního ucha, počáteční fáze bez hnisavého výpotku	2 - 3
6	• bolesti čelistního kloubu	10
2	• tinnitus (pískání v uchu), podpořeno medikací	10
8	• parkinsonův syndrom, podpořeno medikací	15 - 20
5	• migrény	5 - 10 opak.
Bod 2:		
4	• zánět čelních dutin (počáteční fáze)	10
7	• rýma z nachlazení či rýma chronická	10 - 30 opak.
8	• regenerace oční sítnice	5 - 10
8	• atrofie optiku, jako podpůrná léčba	5 - 10
7	• perforace rohovky (úrazy, operace), k dohojení	10
Bod 3:		
4 - 9	• bolesti zubů	5 - 10
9	• paradentóza	15 - 30
4	• postextrakční bolest (bolesti po vytržení zubů, avšak nikoli ihned po zákroku!)	5 - 10
4	• bolest trojklanného nervu, jako podpůrná léčba	15
Bod 4:		
6	• nachlazení – chraptot	5 a více
6	• zánět hltanu	5 a více
Bod 5:		
6	• bolestivá ztuhlá ramena (tzv.zmrzlá ramena)	15 a více
6	• artralgie či artróza ramenních kloubů (bolesti kloubů)	15 a více
Bod 6:		
7	• astma, jako podpůrná léčba	30 a více
7	• bronchitida, jako podpůrná léčba	15 a více
4	• vysoký krevní tlak	30
7	• nízký krevní tlak	30
5	• škytavka	5 - 10
Bod 7:		
9	• regenerace srdečního svalu po odeznění infarktu	
9	• po operaci bypassu	opak.
5	• zúžení věnčitých cév (ischemická choroba srdeční)	10 - 15 za 2 měs.
Bod 8:		
6 - 7	• zánět, křeče a překyselení žaludku	
9	• chronická vředová choroba žaludku či dvanáctníku (nikoli při současném krvácení!)	15
Bod 9:		
6	• zánět slinivky břišní – pankreatidy (chronické)	10 a více
5	• cukrovka (aplikátor přikládat vlevo vzadu)	10 - 15 opak.
Bod 10:		
5	• regenerace jater	10
Bod 11:		
9	• neplodnost u žen způsobená zánětem vejcovodů	30 a více
7	• zácpa, špatné vyprazdňování	10 i opak.
Bod 12:		
4	• zánět močového měchýře, zvláště u žen, jako podpůrná léčba	10
7	• prostatitida u mužů	15
6	• č. 12 a č. 25 pomočování u dětí (enuréza)	15 a více

Program	Bod 13:		
5	• prostatitida	15	
7	• sexuální dysfunkce u mužů	5	
7 - 9	• sexuální ochablost	15	
5	• hemeroidy (pokud nekrvácejí) - sednout si na aplikátor	15	
	Bod 14:		
6	• akutní i chronický „tenisový loket“, bolesti lokte (artróza)	20	
	Bod 15:		
7	• zánět kloubů v rámci dohojení	15	
7	• revmatické potíže	15 - 25	i opak.
6	• zápěstí-polyarthritis progresiva	20	
6	• degenerativní změny horních končetin	20	
	Bod 16:		
5	• č. 16 a č. 26 syndrom karpálního tunelu	20	
	Bod 17:		
4 - 7	• bolesti až artróza kolenních kloubů	20	
8	• špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)	20	a více
	Bod 18:		
7 - 9	• špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)	20	a více
6	• osteoporóza holenních kostí	30	
5	• chronické bérkové vředy (nikoli krvácející) jako podpůrná léčba	20	
7	• zánět kostní dřene (osteomyelitis) spolu s antibiotiky!	10	
	Bod 19:		
5	• bolesti nártů a kotníků	20	
6	• otoky kotníků	20	
8	• špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)	20	a více
	Bod 20:		
7	• revmatické potíže	20	
4	• dna, bolesti u ostruhy	15	a více
8	• špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)	20	a více
	Bod 21:		
5	• bolesti u artrózy kyčelních kloubů	20	
7	• osteoporóza krčků kyčelních kloubů	30	
	Bod 22:		
5	• zánět třísel	10	
8	• špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)	20	a více
	Bod 23:		
5	• migrény	10	opak.
2	• poruchy spánku	10	v noci
8	• parkinsonův syndrom, podpořeno medikací	15	i opak.
7	• křeče - ne epileptické	10	
5	• fantomové bolesti chybějících končetin	10	opak.
	Bod 24:		
4 - 7	• regenerace krční a hrudní páteře	15	
5	• syndrom karpálního tunelu	20	
9	• degenerace míchy různého původu, výrůstky na páteři	20	a více
7	• Bechtěrevova nemoc	20	i opak.
6	• osteoporóza páteře - odvápnění	20	a více
5 - 6	• fantomové bolesti chybějících končetin	10	opak.
	Bod 25:		
5 - 6	• ischias, bolesti v bedrech a kříži	10	a více
6	• bolesti ledvin, v počátcích ledvinových kamenů zlepšit jejich vyplavení	10	
6	• osteoporóza páteře	20	a více

Program	Bod 26:		
4	• bolesti nebo blokáda krční páteře	5	a více
3	• bolesti hlavy	5 - 10	
4 - 6	• syndrom karpálního tunelu - příčina je v krční páteři	10	a více
8	• poruchy prokrvení rukou (mravenčení)	15 - 30	
1	Body: 5, 14, 15, 17,19 • artróza a revmatické onemocnění Při aplikaci se aplikátor zahřívá, což je záměr, aby se postižené místo prohřálo. Zároveň se vysílají mag. impulzy. Pokud je teplo aplikátoru nepříjemné, můžete jej přiložit horní stranou kde není podložka.	20	a více
8	• podporuje hojení kostí – zlomeniny, poúrazové stavy, popáleniny,	20	a více
0	• magnetizace vody nebo ovoce – přiložit aplikátory k plastové lahvi naplněné vodou nebo k ovoci Za 30 minut vypne – zvuk. signalizace		
E – H	• svalová únava, regenerace, • detoxikace – čištění, přikládat aplikátor na body 10 a 11	20	a více

Aplikační body magnetické terapie

